

# Fetal RhE

## תיאור הבדיקה

**קוד CPT**

86904

**שם הבדיקה**

Fetal RhE

**שמות נוספים לבדיקה**

Fetal RhE

**לאבחנה/טיפול**

**שיטת ביצוע הבדיקה**

ריצוף

**מגבלות השיטה**

הערות

**הערות**

ביואינפורטיקה על פי הוראת עבודה

## פרטי מעבדה מבצעת

### **מעבדה מבצעת**

[גנטית, מעבדות חי](#)

### **מיקום המעבדה**

מכון גנטי, בנין נשים יולדות

### **טלפון למידע, בירורים ותיאום**

03-5303060

### **מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה**

### **המעבדה הקולטת את הדגימה**

מכון גנטי

### **האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?**

שלב הריצוף מבוצע במעבדה חיצונית

## דיגום ושינוע הבדיקה

### **תנאים והכנת החולה לפני הדיגום**

בתאום מראש עם המעבדה או הייעוץ הגנטי

### **סוג הדגימה**

דנ"א שהופק מדגימות מי שפיר וסיסי שליה ישיר ותרבית+דמים מההורים

## נפח דגימה

דנ"א- 20 מיקרוליטר . 3 מ"ל-דם

## כלי קיבול לדגימה

דגימת דנ"א עוברי בריכוז של לפחות 30 ננוגרם/מיקרוליטר ודמים במבחנות עם EDTA

## תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

טמפ' החדר

## תנאי שינוע

דם בקירור. דנ"א טמפ' החדר .

## זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

עד 3 ימים

## קריאת תוצאות

### מידע כללי

### יחידת מידה

נוכחות מוטציה (אללים e/E)

### תחום ערכים תקינים

## בקורות ותקני איכות

### **בקרת איכות חיצונית - EQA**

### **בקרת איכות חיצונית חלופית**

### **הסמכה/התעדה**

ללא החלק של הריצוף-ISO15189:2022. מעבדות חי-הסמכה מכון התקנים הישראלי ומשרד הבריאות-GMP. הדגימות לריצוף נשלחות יחד עם דגימות ביקורת.

### **שם הגוף המסמיך/מתעיד**

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות - לא כולל מעבדות חי

## מועדי דיגום ותוצאות

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

חודש

### **ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות