

Apt test

תיאור הבדיקה

CPT קוד

83033

שם הבדיקה

Apt test

שמות נוספים לבדיקה

מבחן Apt

לאבחנה/טיפול

מבחן זה עוזר להבחין האם מקור הדם בקיא/ צואה של ילוד הינו מדימום פנימי בילוד או מבליעה של דם אימהי

שיטת ביצוע הבדיקה

השקעה בסביבה בסיסית

מגבלות השיטה

הערות

הערות

קריטי - העברת הדגימה מיידית למעבדה טל: 2385

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[המטולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע, חדר 151

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302385

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

המטולוגיה חדר 151

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

להעביר למעבדה מיידית עם הלקיחה

סוג הדגימה

צואה, קיא

נפח דגימה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת הפרין

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

חייב להגיע מיידית למעבדה

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

מייד

קריאת תוצאות

מידע כללי

בדיקה איכותית, מתבצע מול ביקורת שלילית

יחידת מידה

תחום ערכים תקינים

שלילי

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

אין

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

1 יום עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

בתאום עם המעבדה (ראה/י מידע נוסף בעמודת "הערות")