

Erythrocyte Sedimentation rate (ESR)

תיאור הבדיקה

קוד CPT

85651

שם הבדיקה

Erythrocyte Sedimentation rate (ESR)

שמות נוספים לבדיקה

שקיעת דם

לאבחנה/טיפול

מצבי דלקת

שיטת ביצוע הבדיקה

שקיעה

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[המטולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע, חדר 106

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302117

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

המטולוגיה חדר 106

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

עבור המכון ההמטולוגי בלבד

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

2 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה מיוחדת

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

להעביר למעבדה ביום הלקיחה

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

באותו יום

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

תחום ערכים תקינים

נשים: קטן מ 20 גברים קטן מ 15

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

אין

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

2 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות