

# TP53

## תיאור הבדיקה

### קוד CPT

83898

### שם הבדיקה

TP53

### שמות נוספים לבדיקה

TP53

### לאבחנה/טיפול

Acute Myeloid Leukemia - AML אבחנה  
Myelodysplastic syndromes - MDS  
אבחנה  
MPN - neoplasm Myeloproliferative אבחנה

### שיטת ביצוע הבדיקה

NGS

### מגבלות השיטה

## הערות

## הערות

במידה ונפח הדגימה קטן מהנדרש, המעבדה תקבל את הדגימה, אך לא מתחייבת לביצוע המלא של הבדיקה/ות הנדרשות.

## פרטי מעבדה מבצעת

### מעבדה מבצעת

### המטולוגיה

### מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומה שניה חדר 216

### טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5305358/2397

### מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

טופס הזמנת בדיקה, הפנייה והתחייבות (קוד 83898), מידע קליני (אבחנה משוערת), סוג הדגימה, תאריך לקיחת הדגימה ופרטי רופא מטפל לבירורים (אי-מייל וטלפון).

### המעבדה הקולטת את הדגימה

המטולוגיה חדר 216

### האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

## דיגום ושינוע הבדיקה

## תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

בתיאום עם המעבדה

### סוג הדגימה

דם, מח עצם

### נפח דגימה

לפחות 3 מ"ל במבחנה אחת ממח-עצם, ולפחות 8 מ"ל ב- 2-3 מבחנות מדם-היקפי.

### כלי קיבול לדגימה

מבחנת EDTA

### תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לשמור בקור (קרר)

### תנאי שינוע

בקור (קרר)

### זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

48 שעות

## קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

## תחום ערכים תקינים

### בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

יש CAP

בקרת איכות חיצונית חלופית

יש ביקורות פנימיות

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיך/מתעיד

### מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

45 יום

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות