

Mumps nucleic acid identification (Real time RT-PCR)

תיאור הבדיקה

קוד CPT

87250

שם הבדיקה

Mumps nucleic acid identification (Real time RT-PCR)

שמות נוספים לבדיקה

אבחון Mumps virus

לאבחנה/טיפול

גורע לזיהוי חומצת גרעין (Real Time RT-PCR)

שיטת ביצוע הבדיקה

Real time RT-PCR

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה מרכזית לנגיפים/מרכז ארצי לאדמת, חצבת, חזרת ונגיפי פוליומה טל' 2459](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302459

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה מרכזית לנגיפים/חדר קבלת דגימות טל' 2388

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

לאבחון המחלה: עד 5 ימים מהופעת הסימפטומים

סוג הדגימה

רוק לאחר עיסוי בלוטות הרוק

נפח דגימה

לפחות 0.5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

במבחנה סטרילית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

בקירור 4-8°C

תנאי שינוע

בקירור 4-8°C

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

48 שעות

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

לא רלוונטי

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

QCMD Measles and Mumps EQA programme

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO-9001:2015

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מכון התקנים הישראלי

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 4 ימים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

בימי שישי נקלטות דגימות במעבדה בשעות 8.00-13.00