

# JE - Japanese Encephalitis IgG

## תיאור הבדיקה

**CPT קוד**

87299

**שם הבדיקה**

JE - Japanese Encephalitis IgG

**שמות נוספים לבדיקה**

הדבקה בעבר/ סטטוס חיסוני ל Enchpalitis Japanese

**לאבחנה/טיפול**

IgG יפנית מוח לדלקת - JE

**שיטת ביצוע הבדיקה**

IFA

**מגבלות השיטה**

## פרטי מעבדה מבצעת

**מעבדה מבצעת**

[מעבדה מרכזית לנגיפים מרכז ארצי לנגיפים זואונוטייםטל' 5268](#)

### מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

### טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5305268

### מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

### המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה מרכזית לנגיפיםחדר קבלת דגימותטל' 2388

### האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

### דיגום ושינוע הבדיקה

#### תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

להכוונה ובירורים להתקשר לטל' 03-5305268

#### סוג הדגימה

נסיוב, CSF

#### נפח דגימה

לפחות 1 מ"ל

#### כלי קיבול לדגימה

דם במבחנה עם ג'ל, נסיוב במבחנה סטרילית ו- CSF במבחנה סטרילית

**תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע**

בקירור 4-8°C

**תנאי שינוע**

בקירור 4-8°C

**זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה**

עד 10 ימים

**קריאת תוצאות**

**מידע כללי**

**יחידת מידה**

לא רלוונטי

**תחום ערכים תקינים**

לא רלוונטי

**בקורות ותקני איכות**

**בקרת איכות חיצונית - EQA**

**בקרת איכות חיצונית חלופית**

## הסמכה/התעדה

עד 10 ימים

## שם הגוף המסמך/מתעיד

בימי שישי נקלטות דגימות במעבדה בשעות 8.00-13.00

## מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה: