

Parvovirus B19 nucleic acid indentification (Real time PCR)

תיאור הבדיקה

קוד CPT

87250

שם הבדיקה

Parvovirus B19 nucleic acid indentification (Real time PCR)

שמות נוספים לבדיקה

אבחון נגיף B19 Parvo

לאבחנה/טיפול

זיהוי חומצות גרעין B19 Parvovirus (PCR בזמן אמת)

שיטת ביצוע הבדיקה

Real time PCR

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה מרכזית לנגיפים מרכז הארצי לאימות בדיקות HIV ומרכז ארצי להפטיטיס נגיפית טל' 2458](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302458

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה מרכזית לנגיפים/חדר קבלת דגימות טל' 2388

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

במקרים דחופים נא להתקשר לתאום מוקדם לטל' 03-530-2458

סוג הדגימה

דם מלא, ביופסית שריר לב, נוזל מי שפיר, מח עצם (ובמקביל גם דם מלא)

נפח דגימה

10 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

לדם מלא/ מח עצם מבחנה סטרילית עם EDTA לדגימות אחרות כלי סטרילי

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

בקירור 4-8°C

תנאי שינוע

בקירור 4-8°C

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

24 שעות

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

לא רלוונטי

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

QCMD B19 virus DNA EQA Programme

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO-9001:2015

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מכון התקנים הישראלי

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 8 ימים.

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

בימי שישי נקלטות דגימות במעבדה בשעות 8.00-13.00