

Protein-CSF, total

תיאור הבדיקה

CPT קוד

84155

שם הבדיקה

Protein-CSF, total

שמות נוספים לבדיקה

חלבון-CSF

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

Colorimetric test,(AU5800)

מגבלות השיטה

איקטריה- ירידה בערך הנמדדליפמיה- עליה בערך הנמדד

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

סוג הדגימה

נוזך עמוד השידרה

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנה ללא תוסף

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לשלוח מיד למעבדה.

תנאי שינוע

מחוץ לשיבא חייב להגיע למעבדה תוך שעה מלקיחה, בקרור $2-8^{\circ}\text{C}$

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

72 שעות בטמפרטורה $2-8^{\circ}\text{C}$

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

תחום ערכים תקינים

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 60 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7