

MMR

תיאור הבדיקה

קוד CPT

L8383

שם הבדיקה

MMR

שמות נוספים לבדיקה

צביעה של 4 אנטיגנים: MMR, MLH1, PMS2, MSH2, MSH6

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

Immunohistochemistry

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[פתולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין המעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302354

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

פתולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

בדיקת אנטיגנים שונים מתוך מגוון רחב מאוד בהתאם לקביעת הפתולוגרה/י נוהל שליחת חומר לפתולוגיה בגליון נפרד.

סוג הדגימה

רקמה מקובעת בפורמלין המעובדת לבלוק פרפין, או משטח עם חתך מבלוק פרפין

נפח דגימה

ביופסיה

כלי קיבול לדגימה

רקמה מקובעת בפורמלין, או בלוק פרפין, או משטח היסטולוגי

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

ביופסיה מקובעת בפורמלין

תנאי שינוע

העברה מיידית למעבדה

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

מדיגום עד הכנת הבלוק - 48 שעות בפורמלין

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

בודקים ירידה בביטוי של כל 4 האנטיגנים

תחום ערכים תקינים

ביטוי מלא של כל 4 האנטיגנים

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

זמן מתן התשובה תלוי במורכבות המקרה ובבדיקות נוספות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות